58. Meme Başının Ultrasonografik Muayenesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat Can DEMİR [1]

Araçlar*	Su geçirmez muayene önlüğü, çizme, lateks eldiven, atık kutusu, ultrason cihazı, ultrason jeli, su kapları, oksitosin, serum fizyolojik, steril enjektör.
Video	TELİF HAKLARI NEDENİYLE GİZLENMİŞTİR
Basamak numarası	**Basamaklar**
1	Meme başı ultrasonografisinin endikasyonlarını[1] bilir.
2	Hasta sahibine kendini tanıtır, ismini öğrenir, adıyla hitap ederek yapılacak işlemle ilgili bilgi verir ve onam alır.
3 Anamnez	Hayvanın anamnezini alır[2].
4 Zapturapt	Hayvanı zapturapta alarak uygun pozisyonda ve güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar[3].
5	Ellerini yıkar ve eldivenlerini giyer.
6	Meme başını görüntüleme için uygun hale getirir[4].
7	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8 Sağaltım	Prop ve frekans seçimini yapar[6] ve muayene tekniğine (doğrudan temas yöntemi, su banyosu yöntemi ve su/jel yastığı yöntemi) karar verir.
a	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a1	Meme başı derisi üzerine jel sürer.
a2	Probu doğrudan görüntülenecek bölgeye yerleştirir (Görsel 1).
a3	Yatay ve dikey düzlemde taramalar yapar.
b	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
b1	Muayene edilecek meme başını içi su ile dolu plastik bir kap içerisine TELİF HAKLARI NEDENİYLE GİZLENMİŞTİR
b2	Probu plastik kabın içine (Görsel 2A) veya dışına (Görsel 2B) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
b3	Kabın dışından muayene yapacaksa proba jel sürer.
b4	Yatay ve dikey düzlemde taramalar yapar.
c	**Su/jel yastığı yöntemi**[9]
c1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX doldurulmuş lateks eldiven yerleştirir.
c2	Yatay ve dikey düzlemde taramalar yapar.
9 Tanı	Meme başı[10], *Fürstenberg* rozeti[11], anular halka[12] ve meme başı XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10	Hayvan sahibini yapılan işlemler ve bundan sonra yapılması gerekenler hakkında bilgilendirir.

[1] Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, murat.can.demir@hotmail.com, ORCID iD: 0000-0002-3803-069X, DOI: 10.37609/akya.3690.c81